




# GRUPO IXION

## FICHA TÉCNICA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infeciosos.
<b>CAPACIDAD:</b>	1.8 Litros
<b>IMAGEN:</b>	
<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b>	PC 1.8
<b>CLAVE CUADRO BÁSICO:</b>	060 218 0085
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<p>Los contenedores para punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes biológico infecciosos producidos en hospitales, veterinarias, etc. Consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Recipiente</li><li>-Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separador de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenado.</li><li>-Tapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor</li></ul>
<b>FINALIDAD DEL USO:</b>	<p>Permite el desecho seguro de:</p> <p>Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, asas, cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón de drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemento punzocortante.</p> <p>Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Esterilizable, incinerable y no contaminante (libre de plomo), resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzocortantes.



# GRUPO IXION

<b>NORMA PARA LA FABRICACIÓN:</b>	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
<b>COMPONENTES:</b>	Recipiente, tapa mayor y tapa menor		
<b>MATERIAL:</b>			
<b>RECIPIENTE:</b>	Polipropileno rígido virgen.		
<b>TAPA MAYOR:</b>	Polipropileno virgen rígido clarificado		
<b>TAPA MENOR:</b>	Polipropileno virgen rígido clarificado		
<b>COLOR:</b>			
<b>RECIPIENTE:</b>	Rojo		
<b>TAPA MAYOR:</b>	Rojo transparente		
<b>TAPA MENOR:</b>	Rojo transparente		
<b>DIMENSIONES:</b>			
<b>RECIPIENTE:</b>			
	<b>Medida:</b>	<b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b>	<b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b>
	Largo inferior	4.36	11.07
	Ancho inferior	3.98	10.11
	Largo superior ext.	5.61	14.25
	Ancho superior ext.	5.24	13.31
	Altura	6.88	17.48
	Espesor	0.06	0.15
	<b>TAPA MAYOR Y MENOR:</b>		
	<b>Medida:</b>	<b>DIMENSIÓN (pulgadas)*</b>	<b>DIMENSIÓN (centímetros)*</b>
	Largo	5.80	14.73
	Ancho	5.41	13.74
	Altura	0.88	2.24
	Espesor	0.10	0.25


\*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



# GRUPO IXION

<b>TIPOS DE EMPAQUE:</b> Bolsa plástica traslúcida o caja de cartón corrugado				
<b>BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA</b>				
PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	65	49	13.5	5.4
PIEZAS	50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	30	26.5	15.5	1.6
<b>CAJA DE CARTÓN CORRUGADO</b>				
PIEZAS	100 RECIPIENTES Y 100 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA	51 X 41 X 51 [cm]			
PESO	14.60 kg			

\*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

<b>SOPORTE PARA PARED</b>	
	<b>CÓDIGO DE COMPRA:</b> SOCPMD
	<b>COMPATIBILIDAD:</b> PC 1.8, PC 4.0
	<b>ESPECIFICACIONES:</b> Fabricado en aluminio (no se oxida ni se raya).
	<b>INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:</b> Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a mas de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas.