



GRUPO IXION

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infecciosos.
CAPACIDAD:	4.0 Litros
IMAGEN:	
CÓDIGO DE COMPRA:	PC 4.0
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060 218 0093
DESCRIPCIÓN:	<p>Los contenedores para punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes biológico infecciosos producidos en hospitales, veterinarias, etc. Consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none">-Recipiente-Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separador de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenado.-Tapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor
FINALIDAD DEL USO:	<p>Permite el desecho seguro de:</p> <p>Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, asas, cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón de drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemento punzocortante.</p> <p>Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.</p>
CARACTERÍSTICAS:	Esterilizable, incinerable y no contaminante (libre de plomo), resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y apertura para el depósito de otros punzocortantes.



GRUPO IXION

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
COMPONENTES:	Recipiente, tapa mayor y tapa menor		
MATERIAL:			
RECIPIENTE:	Polipropileno rígido virgen.		
TAPA MAYOR:	Polipropileno virgen rígido clarificado		
TAPA MENOR:	Polipropileno virgen rígido clarificado		
COLOR:			
RECIPIENTE:	Rojo		
TAPA MAYOR:	Rojo transparente		
TAPA MENOR:	Rojo transparente		
DIMENSIONES:			
RECIPIENTE:			
	Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
	Largo inferior	8.61	21.87
	Ancho inferior	4.01	10.19
	Largo superior ext.	9.83	24.97
	Ancho superior ext.	5.24	13.31
	Altura	6.89	17.50
	Espesor	0.07	0.17
	TAPA MAYOR Y MENOR:		
<p>SECCIÓN A-A ESCALA 1:1.5</p>	Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
	Largo	7.83	19.89
	Ancho	5.38	13.67
	Altura	0.85	2.16
	Espesor	0.06	0.15

*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



GRUPO IXION

TIPOS DE EMPAQUE: Bolsa plástica traslúcida o caja de cartón corrugado				
BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA				
PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	63.5	49	26	8.6
PIEZAS	50 TAPAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	30	23.5	26	2.4
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO				
PIEZAS	50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS			
DIMENSIONES DE LA CAJA	51 X 41 X 51 [cm]			
PESO	11.80 kg			

*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

SOPORTE PARA PARED	
	CÓDIGO DE COMPRA: SOCPMD
	COMPATIBILIDAD: PC 1.8, PC 4.0
	ESPECIFICACIONES: Fabricado en aluminio (no se oxida ni se raya).
	INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a mas de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas.