





GRUPO IXION

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Contenedor para residuos Punzocortantes Biológico-Infeciosos.	
CAPACIDAD:	8.5 Litros	
IMAGEN:		
CÓDIGO DE COMPRA:	PC 8.5P (Tapa Plana)	PC 8.5G (Tapa Giratoria)
CLAVE CUADRO BÁSICO:	060 218 0119	
DESCRIPCIÓN:	<p>Los contenedores punzocortantes de GRUPO IXION, están diseñados para desechar de manera segura los residuos punzocortantes. Consiste en:</p> <p>PC 85P: -Recipiente -Tapa mayor con apertura para tirar los residuos y separadores de agujas. Transparente permitiendo ver el volumen de llenado. -Tapa menor la cual cierra las aperturas de la tapa mayor</p> <p>PC 85G: -Recipiente -Tapa mayor con separador de agujas. -Tapa menor la cual gira para permitir el desecho de los residuos.</p>	
FINALIDAD DEL USO:	<p>Permite el desecho seguro de:</p> <p>Jeringas, agujas de biopsia, agujas de sutura, ámpulas, asas, cristalería de laboratorio rota, bisturís, lancetas, navajas, punzón de drenovac, restos de alambres o cualquier otro elemento punzocortante.</p> <p>Cuando se encuentre lleno a su capacidad máxima indicada en el recipiente, éste deberá ser desechado de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual menciona que se debe esterilizar e incinerar al término de su uso.</p>	
CARACTERÍSTICAS:	Esterilizable, incinerable y no contaminante, resistente a la perforación al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con separador de agujas y apertura para el depósito de otros punzocortantes.	



GRUPO IXION

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:	NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
COMPONENTES:	Recipiente, tapa mayor y tapa menor o tapa giratoria		
MATERIAL:			
RECIPIENTE:	Polipropileno rígido virgen.		
TAPA MAYOR:	Polipropileno virgen rígido clarificado		
TAPA MENOR O GIRATORIA:	Polipropileno virgen rígido clarificado		
COLOR:			
RECIPIENTE:	Rojo		
TAPA MAYOR:	Rojo transparente		
TAPA MENOR O GIRATORIA:	Rojo transparente		
DIMENSIONES:			
RECIPIENTE:			
	Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
	Largo inferior	9.44	23.98
	Ancho inferior	5.98	15.19
	Largo superior ext.	10.85	27.56
	Ancho superior ext.	7.40	18.80
	Altura	8.84	22.45
	Espesor	0.07	0.18
	TAPA PLANA:		
	Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
	Largo	10.92	27.74
	Ancho	7.54	19.15
	Altura	2.54	6.27
	Espesor	0.06	0.15

*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones



GRUPO IXION

TAPA GIRATORIA:			
	Medida:	DIMENSIÓN (pulgadas)*	DIMENSIÓN (centímetros)*
	Largo	10.92	27.74
	Ancho	7.54	19.15
	Altura	2.54	6.27
	Espesor	0.06	0.15

TIPOS DE EMPAQUE: Bolsa plástica traslúcida o caja de cartón corrugado

BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA

PIEZAS	50 RECIPIENTES			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	55	75.5	27.5	14.8
PIEZAS	50 TAPAS PLANAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	57.5	20.5	28.5	5.2
PIEZAS	50 TAPAS GIRATORIAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	Largo[cm]*	Alto[cm]*	Ancho[cm]*	Peso [kg]*
	57.5	30.5	64	6.8

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO

PIEZAS	50 RECIPIENTES Y 50 TAPAS
DIMENSIONES DE LA CAJA	71 X 71 X 53 [cm]
PESO CON TAPAS PLANAS	21.60 kg
PESO CON TAPAS GIRATORIAS	23.20 kg

*Las medidas pueden presentar ligeras variaciones

SOPORTE PARA PARED



CÓDIGO DE COMPRA:	SOCPGD
COMPATIBILIDAD:	PC 8.5, PC 13.0
ESPECIFICACIONES: Fabricado en aluminio (no se oxida ni se raya)	
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN: Sujetar con dos tornillos de acuerdo a las normas del hospital a una altura cómoda para el desecho de punzocortantes (no colocar a más de 150cm del suelo), no colocar sobre camas de pacientes ni detrás de puertas.	